

OFERTAS



\$15.000.-
VALOR UNITARIO

PROTECTORES PARA DEPORTES


Excepcional diseño, máximo confort, rendimiento y protección. Disponible con sabor para brackets.



\$18.900.-
VALOR UNITARIO

CEMENTO PARA BANDAS FOTOPOLIMERIZABLE AZUL

Fácil retiro de excesos. Despide flúor gradualmente para cementar bandas ortodóncicas. Jeringa de 5 grs.



\$24.360.-
VALOR PACK 100 UN.

MÓDULOS ELÁSTICOS PARA CIERRE DE ESPACIOS


Ligaduras conectadas por puente elástico usadas para cerrar espacios, rotar dientes individuales y conectar hooks. Provee de fuerza ligera continua.



\$72.200.- C/U
VALOR KIT

BRACKET SIGNATURE CERÁMICA TRASLÚCIDA

Bajo perfil con contornos redondeados. Base con ranuras patentadas de baja fricción. Disponible en Roth y MBT.



\$31.000.- C/U
COMPRA MIN. 10 CASOS

BRACKET FLI TWIN GEMELO DE BAJO PERFIL

Identificación de cuadrante por color. Diseño permite fácil colocación de alambres. Disponible en Roth y MBT



\$15.500.- C/U
COMPRA MIN. 10 CASOS

BRACKET INTEGRA DISEÑO ROMBOIDAL

Bajo perfil fabricado en una sola pieza. Disponible en Roth y MBT.

Precios con I.V.A | Válido hasta el 31 de Julio de 2018.

OrtoTek
puntodental



MESA CENTRAL
2 2232 3093

Av. Providencia 2653 · Loc. 35 al 38 · Santiago
Galería Edificio Forum · Metro Tobalaba
ortotek@ortotek.cl
www.ortotek.cl