

# KIT DE ARCOS INTRAORAIS PARA AUTOLIGADOS



# 10

## PARES DE DIFERENTES ARCOS

A sequência de  
arcos + completa  
do mercado

## SEQUÊNCIA DE ARCOS

Tipo	Medidas
Superelástico - NiTi	Ø.010"
Thermo Plus - NiTi	Ø.012" / Ø.014" / Ø.016" .016"x.016" / .016"x.022" .017"x.025" / .021"x.025"
Cromo Níquel - CrNi	.019"x.025"
Titânio e Molibdênio - TMA	.017"x.025"

Cada medida contém 2 arcos, sendo um superior e outro inferior.



A própria embalagem é um livreto explicativo sobre a aplicação dos arcos e suas respectivas forças.

Os arcos e as sugestões de uso apresentadas não dispensam a avaliação criteriosa do profissional habilitado, para adequar o tratamento ao diagnóstico e à resposta biológica de cada paciente.